


Anticorps Monoclonal Apc-De Lapin Anti-Cd44 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P15379

Numéro d'article: CM0011998



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD44 de souris conjugué à l'APC-, destiné à la cytométrie en flux. Réagit avec le CD44 de souris (Ly-24, Pgp-1, HERMES), un récepteur de hyaluronate impliqué dans le homing lymphocytaire, l'adhésion et l'inflammation. Adapté aux échantillons de recherche issus de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC-Rabbit anti-Mouse CD44
Remarques / Alias	Ly-24 ; Pgp-1 ; HERMES
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	960
GeneID	12505
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac isotherme