

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd47 De Souris Conjugué À L'apc - Q61735

Numéro d'article: CM0010041

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD47 de souris (IAP), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier l'adhésion cellulaire, la régulation immunitaire et la signalisation de la thrombospondine. Convient à la recherche en immunologie et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD47 de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	IAP ; Itgp ; 9130415E20Rik ; B430305P08Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	961
GeneID	16423
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 du CD47 de souris (NP_034711.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61735
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace