

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Cd59A Pour Fc - O55186

Numéro d'article: CM0011503

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD59a de souris, un inhibiteur puissant du complexe MAC. Pour applications en cytométrie en flux sur échantillons de souris. Adapté à la recherche sur le complément, l'immunologie et les thérapies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-souris CD59a
Remarques / Alias	Cd59 ; MACIF ; MAC-IP
Espèce	Souris
GeneID	12509
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-96 du CD59a de souris (NP_031678.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O55186
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace