

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd71 De Souris Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - Q62351

Numéro d'article: CM0008611

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à l'APC contre le CD71 de souris (protéine 1 du récepteur de la transferrine) validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier la capture du fer et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD71 de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	TR ; TFR ; p90 ; CD71 ; TFR1 ; Trfr ; Mtvr1 ; 2610028K12Rik ; E430033M20Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7037
GeneID	22042
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 89-763 du CD71 de souris (NP_035768.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q62351
Poids moléculaire de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace