

## Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Souris Cd86 Pour Cytométrie En Flux - P42082

Numéro d'article: CM0009635

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD86 de souris, conçu pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le CD86 de souris (SWISS P42082), ~35kDa. Idéal pour les études d'activation des lymphocytes T et de régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | APC Lapin anti-souris CD86 mAb                                                                                                 |
| Remarques/Alias     | B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28I2; TS/A-2; CD86                                                |
| Espèce              | Souris                                                                                                                         |
| ID de gène (humain) | 942                                                                                                                            |
| ID de gène          | 12524                                                                                                                          |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-245 du CD86 de souris (NP_062261.3). |
| Source              | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie           | Anticorps monoclonaux                                                                                                          |
| Application         | FC                                                                                                                             |
| Réactivité croisée  | Souris                                                                                                                         |
| SWISS               | P42082                                                                                                                         |
| Poids moléculaire   | 35kDa                                                                                                                          |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                   |