

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Cd86 Pour Cytométrie En Flux - P42082

Numéro d'article: CM0008264

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD86 (B7-2) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Cible les acides aminés 24 à 245 du CD86 de souris. Idéal pour la recherche en immunologie sur l'activation et la costimulation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Rabbit anti-Mouse CD86 mAb
Remarques / Alias	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28I2, TS/A-2, CD86
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	942
GeneID	12524
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-245 du CD86 de souris (NP_062261.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P42082
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace