

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd93 De Souris Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - O89103

Numéro d'article: CM0004720

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC contre le CD93 de souris (C1qR, AA4). Adapté à la cytométrie en flux (FC). Permet d'étudier la phagocytose, la fonction endothéliale et l'angiogenèse. Offre une reproductibilité de lot à lot.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD93 de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	Ly68 ; AA4.1 ; C1qr1 ; C1qrp ; 6030404G09Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	22918
Identifiant du gène	17064
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-181 du CD93 de souris (NP_034870.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O89103
Poids moléculaire de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace