


Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Cd96/Tactile Pour Fc - Q3U0X8

Numéro d'article: CM0011436



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC dirigé contre CD96/TACTILE de souris pour cytométrie en flux. Validé pour des échantillons de souris. Cible la protéine de surface des lymphocytes T impliquée dans l'adhésion des cellules NK au cours de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb APC lapin anti-souris CD96/TACTILE
Remarques / Alias	Tactile; 1700109I12Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	10225
GeneID	84544
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-536 de CD96/TACTILE de souris (NP_115854.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3U0X8
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace