

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris H-2Kd/H-2Dd Pour Fc - P01902/P01900

Numéro d'article: CM0012167



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant les molécules de classe I du CMH H-2Kd/H-2Dd de souris. Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour le typage des cellules immunitaires, les études de présentation des antigènes et la recherche en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Souris H-2Kd/H-2Dd mAb
Remarques/Alias	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
Espèce	Souris
ID de gène (Souris)	14972/14964
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-301 de H-2Kd/H-2Dd de souris (NP_612564.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01902/P01900
Poids moléculaire de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace