

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Icos/Cd278 De Souris Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - Q9Wvs0

Numéro d'article: CM0011084

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant ICOS/CD278 de souris (UniProt Q9WVS0), validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de la costimulation des lymphocytes T, de la différenciation des lymphocytes T auxiliaires folliculaires et des essais immunologiques associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-ICOS/CD278 de souris, monoclonal de lapin, conjugué à l'APC
Remarques/Alias	H4 ; CCLP ; AILIM ; CRP-1 ; Ly115
Espèce	Souris
GeneID (humain)	29851
GeneID	54167
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 142 d'ICOS/CD278 de souris (NP_059508.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CYF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9WVS0
Poids moléculaire	23 kDa
Expédition	Sac réfrigérant