


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igg1 De Souris Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P01868

Numéro d'article: CM0004892



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant la région constante de l'IgG1 de souris. Conçu pour les applications de cytométrie en flux (FC), cet anticorps détecte spécifiquement l'IgG1 de souris dans les flux de travail de recherche et de diagnostic. Idéal pour le développement d'immunodosages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-IgG1 de souris conjugué APC
Remarques/Alias	IgG1
Espèce	Souris
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 98-324 de l'IgG1 de souris (P01868)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01868
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace