

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Igg2B Pour Fc - P01867-2

Numéro d'article: CM0006496

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant la région constante de la chaîne lourde de l'IgG2b de souris. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Réagit avec la souris. Adapté à la recherche en immunologie, au développement de tests diagnostiques et à l'analyse des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-souris IgG2b
Remarques / Alias	IgG2b ; Igh-3 ; gamma2b
Espèce	Souris
Identifiant du gène	16016
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 14 et 113 de l'IgG2b de souris (P01867-2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01867-2
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace