

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Il-13 De Souris Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P20109

Numéro d'article: CM0011144

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant l'IL-13 de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Convient pour l'étude de l'inflammation allergique, des réponses Th2 et des voies de signalisation de l'IL-13 dans les modèles de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin anti-IL-13 de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	Il-13
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3596
GeneID (Souris)	16163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-131 de l'IL-13 de souris (NP_032381.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P20109
Poids protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace