

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Il-17A Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - Q62386

Numéro d'article: CM0005593

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant l'IL-17A de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Réagit avec l'IL-17A de souris, une cytokine Th17 clé impliquée dans l'inflammation, la défense de l'hôte et l'intégrité de la barrière épithéliale. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-souris IL-17A
Remarques / Alias	Il17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3605
GeneID	16171
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-158 de l'IL17A de souris. (NP_034682.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q62386
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace