

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris IL1R1/Cd121A Pour Cytométrie En Flux - P13504

Numéro d'article: CM0011941

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC dirigé contre l'IL1R1/CD121a de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour le profilage de l'expression du récepteur de l'interleukine-1 dans la recherche immunitaire et neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC Lapin anti-Souris IL1R1/CD121a
Remarques/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3554
GeneID	16177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-338 de l'IL1R1/CD121a de souris (NP_032388.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13504
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace