


Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris KlrG1/Mafa Pour Fc - O88713

Numéro d'article: CM0006006



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant KLRG1/MAFA de souris, adapté à la cytométrie en flux. Immunogène recombinant couvrant les acides aminés 57-188. Exprimé sur les cellules NK et les lymphocytes T CD8 activés ; impliqué dans la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-souris KLRG1/MAFA mAb
Remarques / Alias	MAFA ; 2F1-Ag ; MAFA-L
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	10219
GeneID	50928
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 57-188 de KLRG1/MAFA de souris (NP_058666.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O88713
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sachet de glace