

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Ly-6C Pour Cytométrie En Flux - P0Cw02

Numéro d'article: CM0009085

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le Ly-6C de souris (Ly6c1). Validé pour la cytométrie en flux (FC), spécifique de la souris, avec un poids protéique d'environ 15 kDa. Idéal pour la recherche sur le profilage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-souris Ly-6C
Remarques / Alias	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Espèce	Souris
Identifiant de gène	17067
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 du Ly-6C de souris (NP_001238984.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Souris
SWISS	P0CW02
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sachet de glace