

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Podoplanine Pour Cytométrie En Flux - Q62011

Numéro d'article: CM0008280



Introduction

Anticorps monoclonal APC-conjugué lapin anti-souris Podoplanine pour cytométrie en flux. Validé sur échantillons de souris ; l'immunogène couvre les acides aminés 21-133. Idéal pour les études sur les lymphatiques, les tumeurs et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-souris Podoplanine
Remarques / Alias	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Espèce	Souris
GeneID (humain)	10630
GeneID (souris)	14726
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-133 de la Podoplanine de souris (NP_034359.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q62011
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace