


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Souris Tim-1/Kim-1/Havcr Pour Fc - Q5Qns5

Numéro d'article: CM0005909



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant TIM-1/KIM-1/HAVCR de souris pour cytométrie en flux. L'immunogène recombinant (aa 22-237) assure une spécificité élevée. Convient pour la recherche en immunologie, lésion rénale et apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC Lapin anti-souris TIM-1/KIM-1/HAVCR
Remarques/Alias	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Espèce	Souris
GeneID (humain)	26762
GeneID	171283
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-237 de TIM-1/KIM-1/HAVCR de souris (NP_599009.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q5QNS5
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace