

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Tnf-A De Souris Pour Fc (Intra) - P06804

Numéro d'article: CM0011495



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC, spécifique du TNF- α de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte le TNF- α de souris (cachectine, TNFSF2) avec une haute affinité. Idéal pour les applications de recherche en inflammation, immunologie et cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-TNF- α de souris
Remarques/Alias	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7124
GeneID	21926
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-235 du TNF- α de souris (NP_038721.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06804
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace