

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris/Humain Cd55 Pour Fc - Q61475

Numéro d'article: CM0008724

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC reconnaissant le CD55 (facteur accélérateur de dégradation) de souris et humain, un inhibiteur du complément ancré au GPI. Convient à l'analyse par cytométrie en flux des voies de régulation du complément. UniProt Q61475.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-souris/humain CD55
Remarques / Alias	Daf ; Daf1 ; Daf-GPI ; GPI-DAF
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1604
GeneID	13136
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-361 de CD55/DAF de souris (NP_034146.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q61475
Poids de la protéine	42KDa
Expédition	Sac de glace