

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris/Rat Cd54 (Icam-1) Pour Cytométrie En Flux - P13597

Numéro d'article: CM0009747

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD54 (ICAM-1) de souris/rat pour cytométrie en flux. Validé pour la réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion et la migration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Souris/Rat CD54 mAb
Remarques/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3383
GeneID	15894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-485 du CD54 de souris (NP_034623.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P13597
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sachet de glace