

Contrôle D'isotype Igg De Lapin Apc - Contrôle D'isotype Igg De Lapin Apc

Numéro d'article: CM0008133

Introduction

Anticorps monoclonal de contrôle d'isotype IgG de lapin conjugué à l'APC pour les applications de cytométrie en flux (FC). Idéal comme contrôle négatif apparié dans les panels de coloration par immunofluorescence, garantissant la spécificité de l'essai et l'évaluation du bruit de fond.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Contrôle d'isotype IgG de lapin APC
Immunogène	Peptide synthétique (peptide synthétisé dérivé du contrôle d'isotype IgG de lapin)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace