

Anticorps Monoclonaux De Rat Anti-Souris Cd45R/B220 Conjugés À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0005861

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l'APC ciblant le CD45R/B220 de souris (antigène leucocytaire commun, P06800). Validé pour la cytométrie en flux (FC) pour détecter les cellules B et étudier l'activation des cellules T. Réagit de manière croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC Rat anti-Souris CD45R/B220 mAb
Remarques/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5788
GeneID	19264
Immunogène	Protéine recombinante Protéine recombinante de CD45R/B220 de souris.
Source	Rat
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids Protéique	130kDa/140kDa/144kDa
Expédition	Sac de glace