

Anticorps Monoclonal Apc Rat Anti-Mouse Cd86 Pour Cytométrie En Flux - P42082

Numéro d'article: CM0005298

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l'APC ciblant le CD86 de souris (B7-2) pour la cytométrie en flux. Le CD86 est une molécule de costimulation sur les cellules présentatrices d'antigène, essentielle pour l'activation des cellules T et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Rat anti-Mouse CD86 mAb
Remarques/Alias	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28l2, TS/A-2, CD86
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	942
GeneID (Souris)	12524
Immunogène	Protéine recombinante de CD86 de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P42082
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace