

Anticorps Monoclonal Apc Rat Anti-Souris F4/80 Pour Cytométrie En Flux - Q61549

Numéro d'article: CM0005846

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l'APC de haute qualité ciblant spécifiquement le F4/80 de souris (Adgre1/EMR1), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la détection des macrophages dans des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Rat anti-Mouse F4/80 mAb
Remarques / Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	2015
GenelD	13733
Immunogène	Protéine recombinante de F4/80 de souris.
Origine	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61549
Poids de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace