

## Anticorps Monoclonal De Rat Anti-Souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P35461 / P0Cw02

Numéro d'article: CM0007912

### Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l'APC ciblant la souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient pour l'immunophénotypage des granulocytes et des monocytes dans les échantillons de moelle osseuse et de sang périphérique de souris.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | AcM de rat anti-souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) conjugué à l'APC    |
| Remarques/Alias             | Ly6c ; Ly-6C ; Ly-6C1                                         |
| Espèce                      | Souris                                                        |
| GeneID                      | 546644 (Ly6g), 17067 (Ly6c)                                   |
| Immunogène                  | Un peptide synthétique dérivé de la souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) |
| Source                      | Rat                                                           |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                         |
| Application                 | FC (Cytométrie en flux)                                       |
| Réactivité croisée          | Souris                                                        |
| SWISS                       | P35461 / P0CW02                                               |
| Poids moléculaire protéique | 15 kDa / 8 kDa                                                |
| Expédition                  | Sac de glace                                                  |