

Anticorps Monoclonal De Rat Anti-Souris Ly6G Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P35461

Numéro d'article: CM0008604

Introduction

Anticorps monoclonal de rat anti-souris Ly6G conjugué à l'APC, validé pour la cytométrie en flux (FC). Réagit avec la protéine Ly6G de souris, un marqueur de surface cellulaire ancré par GPI. Convient pour l'immunophénotypage et les études sur la moelle osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de rat anti-souris Ly6G conjugué à l'APC
Remarques/Alias	Gr1 ; Gr-1 ; Ly-6G
Espèce	Souris
GeneID (humain)	80740
GeneID	546644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-105 de la protéine Ly-6G de souris (NP_001297367.1)
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35461
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace