

Anticorps Monoclonaux Apc Rat Anti-Mouse Ter-119 Pour Cytométrie En Flux - Ter-119

Numéro d'article: CM0012626

Introduction

Cet anticorps monoclonal APC Rat anti-Mouse TER-119 est conçu pour la détection par cytométrie en flux de l'antigène TER-119 de souris sur les érythrocytes. Idéal pour l'immunophénotypage et les études sur le développement érythrocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC Rat anti-Mouse TER-119 mAb
Remarques/Alias	Ter119, TER-119
Espèce	Souris
ID de Gène	104231
Immunogène	Protéine recombinante de souris TER-119
Source	Rat
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
Expédition	Sac de glace