

Anticorps Monoclonal Apc Streptavidine Pour Cytométrie En Flux - Apc Streptavidine

Numéro d'article: CM0004592

Introduction

Conjugué d'anticorps monoclonal APC Streptavidine (SA V1, SA V2) conçu pour des applications de cytométrie en flux. La réactivité croisée indépendante de l'espèce garantit une large compatibilité. Matière première fiable pour le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	APC Streptavidine
Remarques / Alias	SA V1, SA V2
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace