

Streptavidine Apc

Numéro d'article: CM0011197

Introduction

La streptavidine APC est un conjugué de streptavidine d'origine lapine conçu pour les applications de cytométrie en flux (FC), avec une réactivité croisée indépendante de l'espèce. Idéale pour détecter les sondes biotinylées, elle prend en charge des flux de travail fiables en diagnostic in vitro (IVD) et en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Streptavidine APC
Remarques/Alias	SA V1, SA V2
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac réfrigérant