


Anticorps Monoclonal Anti-Axl Apc/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P30530

Numéro d'article: CM0008169



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant le récepteur tyrosine kinase AXL humain. Validé pour la cytométrie en flux, adapté pour la détection de l'AXL dans la recherche en oncologie et virologie. 98 kDa, réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC/Cyanine7 Lapin anti-Humain AXL mAb
Remarques/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	558
GeneID	558
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-449 de l'AXL humain (NP_068713.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P30530
Poids Protéique	98kDa
Expédition	Sac de glace