

Anticorps Monoclonal Apc/Cyanine7 Anti-Cd185/Cxcr5 Pour Fc - P32302

Numéro d'article: CM0005676

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant le CD185/CXCR5 humain (récepteur 1 du lymphome de Burkitt). Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps permet la détection du CXCR5, un récepteur clé de la migration des lymphocytes B, dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal APC/Cyanine7 de lapin anti-CD185/CXCR5 humain
Remarques / Alias	BLR1 ; CD185 ; MDR15
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	643
GeneID	643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 47 du CD185/CXCR5 humain (NP_033981.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P32302
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sachet de glace