

Anticorps Monoclonal Anti-Cd20 Apc/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P11836

Numéro d'article: CM0012456



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant le CD20 humain et le cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin APC/Cyanine7 anti-CD20 Humain/Singe mAb
Remarques/Alias	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	931
ID de gène	931
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du CD20 humain mAb (NP_068769.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P11836
Poids de la protéine	14kDa/33kDa
Expédition	Sac de glace