

Anticorps Monoclonal De Lapin Apc/Cyanine7 Anti-Cd3E Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P07766

Numéro d'article: CM0004230



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué APC/Cyanine7 ciblant la chaîne epsilon du CD3 humain. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC intra) ; idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes T et la recherche sur la signalisation du TCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD3 humain APC/Cyanine7
Remarques/Alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	916
GeneID	916
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 du CD3E humain (NP_000724.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07766
Poids moléculaire protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace