

Anticorps Monoclonal Apc/Cyanine7 Anti-Cd45 Pour Cytométrie En Flux - P08575-8

Numéro d'article: CM0011992

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant l'isoforme 6 du CD45 humain/singe (PTPRC). Validé pour la cytométrie en flux et présentant une réactivité croisée avec les espèces humaines et cynomolgus.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	mAb APC/Cyanine7 de lapin anti-CD45 humain/singe
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08575-8
Poids de la protéine	138 kDa
Expédition	Sac de glace