

Anticorps Monoclonal Apc/Cyanine7 Anti-Hla-Dra Pour Cytométrie En Flux - P01903

Numéro d'article: CM0008845



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué APC/Cyanine7 ciblant le HLA-DRA humain, validé pour la cytométrie en flux sur des cellules humaines et de macaque cynomolgue. Idéal pour l'immunophénotypage des CMH de classe II et les études sur la réponse des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC/Cyanine7 anticorps monoclonal anti-HLA-DR humain/singe chez le lapin
Remarques / Alias	HLA-DRA1
Espèces	Humain, Macaque cynomolgue
GeneID (Humain)	3122
GeneID	3122
Immunogène	Protéine recombinante de HLA-DR humain
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
SWISS	P01903
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace