

Anticorps Monoclonal Lapin Apc/Cyanine7 Anti-Cd38 Humain Pour Cytométrie En Flux - P28907

Numéro d'article: CM0010588



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué APC/Cyanine7 ciblant le CD38 humain (ADPRC1/cADPR1). Adapté aux applications de cytométrie en flux (FC), validé pour les échantillons humains. Idéal pour la recherche en immunologie, cancérologie et diabétologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC/Cyanine7 lapin anti-humain CD38
Remarques / Alias	ADPRC1, cADPR1, ADPRC 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	952
GeneID	952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (P28907)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28907
Poids de la protéine	13kDa/34kDa
Expédition	Sachet isotherme réfrigérant