

Anticorps Monoclonal Apc/Cyanine7 Anti-Humain/Singe Cd127/IL-7Rα Pour Cytométrie En Flux - P16871

Numéro d'article: CM0004319



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant le récepteur alpha CD127/IL-7 humain et le cynomolgus. Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour les études d'immunologie et de développement des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC/Cyanine7 Lapin anti-Humain/Singe CD127/IL-7Rα mAb
Remarques/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Espèce	Humain
ID de Gène	3575
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-236 du CD127/IL-7Rα humain (NP_002176.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P16871
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace