

Anticorps Monoclonal Apc/Cyanine7 Anti-Souris Cd19 Pour La Cytométrie En Flux - P25918

Numéro d'article: CM0011195

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant la souris CD19 pour la cytométrie en flux. Détecte l'antigène des lymphocytes B sur les cellules B ; prend en charge la recherche en immunologie et sur les cellules B. - P25918.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin APC/Cyanine7 anti-souris CD19
Remarques/Alias	Cd19
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	930
GeneID	12478
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-287 de la souris CD19 (NP_033974.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids moléculaire protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace