

Anticorps Monoclonal Anti-Cd38 De Souris Apc/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P56528

Numéro d'article: CM0009597



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué APC/Cyanine7 dirigé contre le CD38 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Adapté à la recherche en immunologie sur l'activation lymphocytaire, la signalisation calcique et l'adhésion cellulaire. - P56528

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD38 de souris APC/Cyanine7 de lapin
Remarques / Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	952
GeneID	12494
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P56528
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace