

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 De Souris Conjugué Apc/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0008390

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué APC/Cyanine7 ciblant le CD45 de souris (PTPRC, antigène leucocytaire commun, Ly-5, B220). Validé pour les applications de cytométrie en flux sur des échantillons de souris. Idéal pour l'immunophénotypage et l'analyse des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD45 de souris APC/Cyanine7
Remarques/Alias	loc ; B220 ; Cd45 ; L-CA ; Ly-5 ; T200 ; CD45R ; Lyt-4
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	5788
Identifiant du gène	19264
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-566 du CD45 de souris (NP_001104786.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids moléculaire de la protéine	130kDa/140kDa/144kDa
Expédition	Sac de glace