

Anticorps Monoclonal Anti-Cd69 De Souris Conjugué À L'apc/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P37217

Numéro d'article: CM0007941

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant le CD69 de souris (antigène d'activation précoce CD69). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient aux études sur l'activation des cellules immunitaires et à la recherche sur les lymphocytes T. Réagit avec la souris. Poids moléculaire d'environ 22 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD69 de souris, lapin, APC/Cyanine7
Remarques/Alias	AIM ; VEA ; 5830438K24Rik
Espèce	Souris
GenelD (humain)	969
GenelD	12515
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 64 à 199 du CD69 de souris (NP_001028294.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P37217
Poids moléculaire	22 kDa
Expédition	Sac de glace