

Anticorps Monoclonal Apc/Cyanine7 De Souris Anti-Cd3 Humain Pour Fc - P07766

Numéro d'article: CM0007870



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué APC/Cyanine7 ciblant la chaîne epsilon du CD3 humain pour cytométrie en flux. Réagit avec le CD3 humain, qui fait partie du complexe TCR-CD3. Idéal pour l'analyse des sous-ensembles de lymphocytes T et la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	mAb APC/Cyanine7 de souris anti-CD3 humain
Remarques/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espèce	Humaine
GeneID	916
Immunogène	Protéine recombinante de CD3 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07766
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace