

Anticorps Monoclonal Apc/Cyanine7 De Lapin Anti-Cd10 Humain Pour Fc - P08473

Numéro d'article: CM0005346



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué APC/Cyanine7 dirigé contre le CD10 humain (Néprilysine, CALLA), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la dégradation des enképhalines, la signalisation cardiovasculaire et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC/Cyanine7 Lapin anti-CD10 humain
Remarques / Alias	NEP ; SFE ; CD10 ; CALLA ; CMT2T ; SCA43
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4311
GenelD	4311
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52 à 750 du CD10 humain (NP_000893.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08473
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace