

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd56/Ncam1 Conjugué Apc/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P13591

Numéro d'article: CM0005874



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant spécifiquement le CD56/NCAM1 humain pour des applications de cytométrie en flux. Reconnaît la molécule d'adhésion des cellules neurales 1 (NCAM1), une glycoprotéine membranaire d'environ 95 kDa assurant l'adhésion cellulaire et servant de récepteur d'entrée virale. Conçu pour des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC/Cyanine7 Lapin anti-Humain CD56/NCAM1 mAb
Remarques/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-413 du CD56/NCAM1 humain (NP_851996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13591
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace