

Acp Anti-Humain Cd61 Mab Marqué Apc/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P05106

Numéro d'article: CM0008544



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD61 humain (intégrine bêta-3, GPIIIa) de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 pour cytométrie en flux. 87 kDa, réactivité croisée avec l'homme. Il soutient la recherche sur l'agrégation plaquettaire, la signalisation des intégrines et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acp anti-humain CD61 mAb lapin APC/Cyanine7
Remarques / Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	3690
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-718 de la CD61 humaine (NP_000203.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05106
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace