


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd71 Humain Conjugué Apc/Cyanine7 Pour Fc - P02786

Numéro d'article: CM0011293



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué APC/Cyanine7 ciblant le CD71 humain (TFRC, T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR). Adapté à la détection par cytométrie en flux du récepteur de la transferrine 1 dans des échantillons humains. Poids moléculaire d'environ 85 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD71 humain APC/Cyanine7
Remarques/Alias	T9 ; TR ; TFR ; p90 ; CD71 ; TFR1 ; TRFR ; IMD46
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7037
GeneID	7037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-250 du CD71 humain (NP_003225.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02786
Poids protéique	85 kDa
Expédition	Sac de glace