


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Egfr Humain Conjugué À L'apc/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P00533

Numéro d'article: CM0009425



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 dirigé contre l'EGFR humain (HER1/ErbB-1). Validé pour la cytométrie en flux, il permet la détection précise de l'EGFR à la surface cellulaire dans les études en oncologie et de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-EGFR humain conjugué à l'APC/Cyanine7
Remarques/alias	ERBB ; ERBP ; HER1 ; mENA ; ERBB1 ; PIG61 ; NISBD2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-525 de l'EGFR humain (NP_005219.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P00533
Poids moléculaire	44 kDa/69 kDa/77 kDa/134 kDa
Expédition	Sac de glace