

Anticorps Monoclonal Apc/Cyanine7 Lapin Anti-Ifn-Gamma Humain Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P01579

Numéro d'article: CM0008129



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant l'IFN-gamma humain. Adapté à la cytométrie en flux intracellulaire, il facilite la recherche sur la réponse immunitaire, la défense antivirale et l'immunothérapie. Validé avec un immunogène couvrant les acides aminés 24 à 166.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC/Cyanine7 lapin anti-IFN-gamma humain
Remarques / Alias	IFG; IFI; IMD69
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3458
Identifiant du gène	3458
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-166 de l'IFN-gamma humain (NP_000610.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01579
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace